

Senium 
care

SPECYFIKACJA
OPASKI

NAZWA HANDLOWA
OPASKA BEZPIECZEŃSTWA
NOVAMA CARE LIFEBAND

WYRÓB MEDYCZNY
KLASY I

PRODUKCJA POLSKA

Senium care

Dostępne funkcjonalności



Przycisk alarmowy



Połączenia SOS



Powiadomienia dźwiękowe



Krokomierz



Pomiar temperatury



Przypomnienia



Wodoodporność



Wiadomości głosowe



Wykrywanie upadków



Lokalizacja



Pomiar ciśnienia krwi



Pomiar pulsu i saturacji

WYRÓB MEDYCZNY
KLASY I



Senium care

Specyfikacja techniczna opaski bezpieczeństwa

Slot karty SIM	Nano Sim
Standard GSM	2G
Połączenie głosowe	Wbudowany głośnik oraz mikrofon, zapewniają możliwość dwustronnej komunikacji głosowej
Deklaracje	Oznakowanie CE – wyrób medyczny
Komunikat	w języku polskim, dźwiękowe, wizualne, wibracyjne
Klasa szczelności	IP67
Ekran	1 calowy, 128×64px

Czujniki i sensory	Pomiar zmiany ciśnienia, pulsu, temperatury, akcelerometr, GPS+LDS, pulsoksymetr, żyroskop
Bateria	600 mAh, Litowo-polimerowa
Czas działania	72h*
Czas ładowania	2h
Ładowanie	Kabel zasilający USB 2.0 z mocowaniem magnetycznym
Obudowa	Poliwęglan (PC) + akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
Pasek	Silikon + metalowa klamra, możliwość regulacji długości

SKŁAD ZESTAWU SENIUM CARE:

- opaska bezpieczeństwa Novama
- karta SIM (zainstalowana)
- dedykowany magnetyczny kabel ładujący 2 bpm
- ładowarka
- instrukcja
- dostęp do aplikacji mobilnej
- eleganckie pudełko magnetyczne, w którym wysyłamy cały zestaw wraz z urządzeniem, instrukcją obsługi, dokumentami i zestawem niespodzianek.



Senium care

JAK DZIAŁA OPASKA?


Gotowa do użycia **od razu** po otrzymaniu – opaska jest w pełni funkcjonalna zaraz po wyjęciu z opakowania, bez skomplikowanej konfiguracji.

Automatyczny **monitoring zdrowia** – urządzenie na bieżąco czytuje podstawowe funkcje życiowe i przesyła dane do systemu teleopieki.

Stały transfer danych – pomiary są automatycznie przekazywane do Centrum Teleopieki, bez udziału użytkownika.

Całodobowy nadzór Centrum Teleopieki – wykwalifikowani operatorzy czuwają 24/7 nad obsługą alertów z opaski bezpieczeństwa.

Szybka reakcja na zagrożenia – w przypadku użycia **przycisku SOS, wykrycia upadku** lub nieprawidłowych wyników pomiarów Centrum Teleopieki natychmiast kontaktuje się z użytkownikiem bezpośrednio przez opaskę.



WWW.SENIUMCARE.PL