



Cecha	Novama Care LIFE BAND	Senium Care SC02
BEZPIECZEŃSTWO I ALARM		
Przycisk SOS	Biały, oznaczony alfabetem Braille'a	Fosforescencyjny, oznaczony alfabetem Braille'a
Kto odbiera alarm	Centrum Teleopieki Senium Care	Centrum Teleopieki Senium Care
Powiadomienie bliskich o alarmie	Przez aplikację mobilną opiekuna	Przez aplikację mobilną opiekuna
Wykrywanie upadku	Tak	Tak
Usługa teleopieki	Teleopieka Senium Care – całodobowa usługa medyczna	Teleopieka Senium Care – całodobowa usługa medyczna
Lokalizacja	GPS, Wi-Fi i sieć komórkowa (LBS)	GPS, Wi-Fi i sieć komórkowa (LBS)
KOMUNIKACJA		
Rozmowa przez opaskę	Basic Care: Tak, odbieranie połączeń od numerów opiekunów Pro Care: dwukierunkowe połączenia z numerami opiekunów	Basic Care: Tak, odbieranie połączeń od numerów opiekunów Pro Care: dwukierunkowe połączenia z numerami opiekunów
Blokada nieznanymi numerami	Tak	Tak
Komunikaty głosowe urządzenia	Tak	Tak
Przypomnienia o lekach	Basic Care: Nie Pro Care: Tak	Basic Care: Nie Pro Care: Tak
ZDROWIE I AKTYWNOŚĆ		
Poglądowe pomiary dobrostanu	Puls, ciśnienie, temperatura, saturacja	Puls, ciśnienie, temperatura, saturacja
Krokomierz	Tak	Tak
ŁĄCZNOŚĆ I BUDOWA		
Łączność	2G, GSM, wbudowana karta nano-SIM	4G LTE (także 3G/2G), wbudowana karta nano-SIM
Obszar działania	Polska	Polska
Status urządzenia	Wyrób medyczny klasy I (MDR 2017/745)	Urządzenie bezpieczeństwa osobistego i łączności
Ekran	1,0", rozdzielczość 128×64 px, monokolor	1,0", rozdzielczość 128×128 px, kolorowy
Odporność na wodę	Pyłoszczelna, bryzgoszczelna (klasa IP67)	Pyłoszczelna, bryzgoszczelna (klasa IP67)
Kolory opaski i koperty	Biały	Czarny
ZASILANIE I ŁADOWANIE		
Czas pracy na baterii	Średnio ok. 48 godzin (bateria 600 mAh)	Ok. 48–60 godzin (bateria 800 mAh)
Ładowanie	Basic Care: kabel magnetyczny Pro Care: dokująca magnetyczna stacja ładująca	Dokująca magnetyczna stacja ładująca
Długość kabla ładującego	80 cm	100 cm

Pomiary dobrostanu mają charakter poglądowy i nie zastępują ciśnieniomierza, pulsoksymetru ani termometru.